

Aptus® EQUINE APTO-FLEX

Karma uzupełniająca o działaniu chondroprotekcynym w postaci syropu dla koni. 1 000 ml.

Skład w 100 ml:

<i>Składniki pokarmowe:</i>	
Białko surowe	20,7%
Węglowodany	28%
Tłuszcz surowy	1,54%
Woda	34,3%
Popiół	0,6%
Wartość energetyczna	895 kJ

<i>Skład:</i>	
Hydrolizowany kolagen	16 667 mg
MSM (metylosulfonometan)	3 333 mg
Siarczan glukozaminy	2 667 mg
Siarczan chondroityny	1 333 mg
Alfa-tokoferol (wit. E)	1 003 mg
Hialuronian sodu	467 mg

<i>Substancje dodatkowe:</i>	
Syrop inwertowany 70%	40 g
Kwas cytrynowy	0,07 g
Kwas sorbowy	0,15 g

Właściwości:

Weterynaryjny dodatek odżywczy dla koni. Nowy rodzaj środka o właściwościach chondroprotekcynych, w formie rozpuszczalnej, stworzony na podstawie idealnego połączenia substancji stosowanych w celu wspomagania chrząstek i więzadeł (siarczan glukozaminy, siarczan chondroityny, MSM), do którego dodano wysoce efektywny kwas hialuronowy oraz kolagen.

- **Kwas hialuronowy:** Główny składnik mazi stawowej, zapewnia miękkość, elastyczność i lepkość chrząstek. Ma zdolność wiązania wielu cząsteczek wody, nawet w niskich stężeniach, tworząc w rezultacie lepki żel powlekający powierzchnie trące chrząstek stawowych. W ten sposób mniej się one zużywają.

- **Kolagen:** jest źródłem strukturalnych, ochronnych i odżywczych aminokwasów dla chrząstki stawowej. Szczególnie wysoce efektywny i dostępny w formie hydrolizowanej.

- **MSM (metylosulfometan)** jest naturalnym źródłem organicznej siarki, działa głównie jako silny przeciwutleniacz chroniąc komórki chrząstek i kości oraz tkanki przed uszkodzeniem przez wolne rodniki nadtlenkowe.

- **Siarczan chondroityny:** jest podstawowym składnikiem strukturalnym chrząstki stawowej i ma właściwości przeciwzapalne;

- **Siarczan glukozaminy** składnik więzadeł stawów, chroni przed postępowaniem osteoarthritis (głównie w okresie wzrostu oraz po urazach stawów i ścięgien).

Sposób stosowania:

Dla koni - w celu odżywienia chrząstek i więzadeł stawowych.

Stosowanie ochronne:

Przed i po sezonie sportowym, podczas intensywnego wysiłku fizycznego (u koni sportowych podczas treningu i wyścigów); u wszystkich koni w celu utrzymania prawidłowego funkcjonowania układu ruchu – odżywienia, ochrony i regeneracji chrząstek i więzadeł stawowych, a także w celu poprawy mobilności oraz w celu zapobiegania zapaleniu stawów.

Stosowanie wspomagające leczenie:

Po zabiegach ortopedycznych - przyspiesza i poprawia gojenie; w zapaleniu kości i stawów, u koni z zaawansowanymi schorzeniami stawów, u mniej ruchliwych koni (ból pochodzenia ortopedycznego) – zmniejsza ból podczas ruchu; po urazach i zranieniach w obrębie układu ruchu – ułatwia ruchliwość stawów; spowalnia postępowanie choroby zwyrodnieniowej stawów.

Dawkowanie:

Waga:

Mniej niż 250 kg - 15 ml 1x dziennie

Ponad 250 kg - 30 ml 1x dziennie

Długość stosowania zależy od zaleceń i efektów działania Aptus® EQUINE APTO-FLEX. W ramach działania ochronnego należy podawać Aptus® EQUINE APTO-FLEX przez 3 miesiące z rzędu, zrobić 1 miesiąc przerwy, a następnie powtórzyć cały cykl. We wspomaganiu leczenia Aptus® EQUINE APTO-FLEX należy podawać przez całe życie.

Podać całkowitą ilość w jednej dawce lub podzielić na dwie oddzielne dawki. Podawać wymieszane z karmą. Wstrząsnąć przed użyciem.

Trwałość:

24 miesiące.

Przechowywanie:

Przechowywać w miejscu, niedostępnym dla dzieci. Przechowywać w suchym miejscu, w oryginalnym opakowaniu, w temperaturze pokojowej (do 25°C). Zużyć przed końcem okresu ważności. Po otwarciu zużyć w ciągu 3 miesięcy. Chronić przed mrozem i bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Opakowanie:

1000 ml syropu.

Wyłącznie dla zwierząt!

CZ27496244

Orion Oyj S.A. Przedstawicielstwo w Polsce
01-699 Warszawa, ul. Parandowskiego 19
Tel./fax: 22 833 31 77, 832 10 36, 832 10 37
www.orionvet.pl

ORION CORPORATION
P.O. Box 65
FI - 02101 Espoo

www.aptuspet.com